

NATUS® NEUROWORKS® SOFTWARE

En ny plattform för EEG från Natus

Den nya programvaruplattformen Natus® NeuroWorks® förenklar processen att spela in, övervaka och hantera data för rutin-EEG, ambulatorisk EEG, långtidsövervakning (LTM), övervakning på IVA och för forskning. NeuroWorks® kan anpassas för att tillgodose de individuella behoven hos privata kliniker, sjukhus och större universitetssjukhus.

Natus® NeuroWorks®-programmet använder en robust och flexibel SQL Server-databas. Du kommer att uppskatta databasen som säkerställer tillförlitlighet och enkelt samarbete mellan flera användare samtidigt som du ger dig full anpassningsfunktion som passar alla kliniska konfigurationer. NeuroWorks® förenklar processen att köra, analysera, rapportera och hantera en EEG-undersökning med ett intuitivt användargränssnitt. Nu kan du enkelt spela in, ladda upp och granska data samtidigt som du håller ett öga på patienten och fattar välinformerade beslut om diagnos och behandling.

Programvaror med styrbara IP-kameror och MPEG-4-video med hög upplösning ger fantastiska resultat och kan enkelt läggas till videoinspelning. Du kommer att njuta av flexibiliteten hos programmet med möjlighet till fjärråtkomst till EEG och videoövervakning. Det är inte bara bekvämt, men underlättar också andra opinionsundersökningar och användningen av fjärrresurser när så önskas.

Natus® NeuroWorks® Software har följande fördelar:

- Kombinerat program för EEG/Sleep som kan användas med Natus Xltek produktlinje (Quantum, EMU40EX, Brain Monitor, EEG32, Trex HD) och med Nicolet v32 och v 44
- Integrerad SQL-databas
- Enkel installation, inspelning, granskning, analys och rapport
- Trådlöst synkroniserad full HD-video (1080-p)
- Kompatibel med Windows 10



SynMed Medicinteknik AB
Katrinebergsvägen 6
117 43 Stockholm

Tel: +46 8 760 83 00
Fax: +46 8 760 59 90
www.synmed.se
info@synmed.se

Tillverkad av:
Natus Medical Incorporated
www.natus.com
info@natus.com

natus.
europe