

ACT / ProACT™

En minimal invasiv behandling mot inkontinens



ACT står for Adjustable Continence Therapy eller justerbar kontinensbehandling for kvinner. Det er et implantat med to små silikonballonger som med et enkelt kirurgisk inngrep plasseres i nærheten av urinrøret under blæren. Etter inngrep justeres volumet i ballongene etter pasientens individuelle behov av ansvarlig lege. Etter justering gir ballongene en effektiv beskyttelse mot uønsket lekkasje. ACT er en effektiv behandling for kvinner med stressinkontinens hvor andre behandlinger som behandling med Bulkamid (bulking) eller slyngeoperasjon har mislyktes.

ProACT™ er tilsvarende system for mannlig inkontinens der implantatet plasseres bilateralt i periurethrale posisjonen under blærehalsen. Formålet med ProACT™ er å gjenopprette en normal blærefunksjon hos pasienter med lekkasje etter en radikal prostatektomi. Inngrepet kan med fordel utføres med ultralyd.

ACT / ProACT™ er tilgjengelig i forskjellige lengder og er en varig behandling som enkelt kan justeres over tid av behandlende lege. Behandlingen er helt reversibel da ballongene med et enkelt inngrep kan fjernes om nødvendig.

Fordeler med ACT / ProACT™:

- Latexfrie silikonballonger med titanport
- Minimalt invasiv behandling ca. 30-40 minutter
- Postoperative justeringer kan gjøres etter behov
- Helt reversibelt behandlingsalternativ
- Kliniske resultater viser til en effektiv behandling for både menn og kvinner



SynMed Medicinteknik AB
Munkedamsveien 59B
0270 Oslo

Tel: +47 45391000
www.synmed.se/no
info@synmed.se

Produsert av:
Uromedica, Inc.
www.uromedica-inc.com
info@uromedica-inc.com

URMEDICA
Get more from life