

AVANTSONIC Z5

En moderne 3D blæreskanner

AvantSonic har utviklet en ny modell blæreskanner for måling av blærevolumet på 4 forskjellige pasientgrupper: menn, kvinner, hysterektomerte kvinner og barn. Enheten har en liten, hendig 3D-probe som fungerer med en målefrekvens på 2,5 MHz for både barn og voksne.

Før målingen viser AvantSonic Z5 blæren på skjermen i sanntid på to forskjellige måter, enten med et sonografisk bilde eller et enklere symbolsk bilde. Du velger selv type bilde som skal vises. Selve målingen og beregningen av volumet utføres i 12 plan og tar kun 5 sekunder.

AvantSonic Z5 er enkel i bruk pga. en meget intuitiv programvare med berørings-skjerm. Enheten kan brukes mens batteriet lades og du kan skrive ut rapporter på innebygd termoprinter. Som tilbehør finnes det en høydejusterbar vogn med kurv og låsbare hjul der apparatet er godt forankret.

AvantSonic Z5 tilbyr:

- Vanntett IPX-7 klassifisert probe
- Sonografisk eller symbolsk bilde i sanntid
- Nøyaktighet ned til +/- 7,5% +/- 7,5 ml
- Måledybde ned til 190 mm
- Opptil 1000 skanninger med fulladet batteri
- THI - *Tissue Harmonic Imaging* - gir forbedret bildekvalitet og mer nøyaktige målinger
- Tre års garanti



SynMed Medicinteknik AB
Munkedamsveien 59B
0270 Oslo

Tel: +47 45391000
www.synmed.se/no
info@synmed.se

Produsert av:
AvantSonic Technology Co. Ltd
www.avantsonic.com
avantsonic@avantsonic.com

