

BBS REVOLUTION™

Helautomatisk blæreskanner meget enkel i bruk

dBMEDx har utviklet en ny modell av blæreskanner for hurtig og enkel måling av blærevolumet. Den trådløse probens unike design innebærer at du verken må vinkle proben eller lete etter blæren ved måling. Skanneren er for deg som ønsker en korrekt angivelse av volum, men som ikke vil eller kan jobbe med ultralydbilder for å finne blæren.

BBS Revolution™ blæreskanner har et meget enkelt og intuitivt brukergrensesnitt med tydelig og enkel instruksjon for brukeren, og selve målingen og beregning av urinmengden tar mindre enn 3 sekunder. Alt du må gjøre, er å applisere cirka 30 ml gel på magen, plassere proben i gelen og trykke på knappen.

Proben er trådløs og lades når den settes tilbake i hovedenheten. Rekkevidden er cirka 10 meter, hvilket gjør det mulig å måle med hovedenheten utenfor pasientområdet. En rullevogn med kurv hvor enheten er godt plassert, finnes som tilbehør.

BBS Revolution™ blæreskanner tilbyr:

- Trådløs probe med 8 sensorer som måler 180 grader
- Klar og tydelig angivelse av volum på skjermen
- Nøyaktighet $\pm 12,5\%$ $\pm 12,5$ ml
- Opptil 6 timers måling med fulladet batteri
- Mulig å overføre måleresultat via strekkodeleser

