

## UROMIC JIVE™

### Et enkelt og funktionelt urodynamiksystem

Uromic Jive™ er et avanceret og multifunktionelt urodynamiksystem med medicinsk panel-PC og vandtæt tastatur. Systemet kan højdejusteres, så du kan finde den ergonomiske arbejdshøjde, der passer dig bedst, siddende eller stående, og leveres med vandtæt tastatur og mus.

Flowtransduceren overfører data til systemet via en unik, trådløs kommunikationsprotokol (866 MHz). Den er udstyret med et litiumbatteri, som ikke behøver lades og som ved normal drift holder i ca. 2 år. Kateterpulleren er steriliserbar og kateterholderen kan autoklaveres.

Samtlige standard urodynamiske tests kan udføres, såsom flowmåling, fyldningscystometri, tryk/flowmåling, isvandstest, uretratrikprofiler, lækagestrykmåling og biofeedback. Systemet kan optage fra 5 forskellige kanaler, f.eks. 1 flow, 1 infunderet volumen, 3 tryk eller lækage og 1 EMG kanal. Alle data gemmes i en Paradox-database, som kan gemme på serveren. Der kan kobles en eller flere analysestationer til analyse og tolkning.

#### Uromic Jive™ giver dig følgende fordele:

- Enkelt og intuitivt analyseprogram
- Batteridrevet, trådløs flowtransducer med lang drifttid
- Hæve-/sænkbare arbejdsstation
- Vandtæt tastatur og mus
- Kan leveres som et flytbart system

