

UROMIC JIVE™

Et enkelt og funksjonelt system for urodynamikk

Uromic Jive™ er et brukervennlig og funksjonelt system med integrert datamaskin og vanntett tastatur. Systemet er hev- og senkbart og gir riktig ergonomisk arbeidshøyde ved undersøkelser, stående eller sittende. Den har plass til et tastatur og mus.

Flowmåleren overfører data til systemet med en unik, trådløs kommunikasjonsprotokoll (866 MHz). Den har et litiumbatteri som ikke må lades og med varighet på cirka to år ved normal bruk. Katetertrekkeren er steriliserbar og kateterholderen kan autoklaveres.

Alle urodynamiske testprosedyrer kan utføres, som f.eks. fri flow, cystometri, trykk/flow, Bors isvannstest, urethratrykkprofil, lekkasjetrykk og biofeedback. Systemet kan ta opp data fra 5 ulike kanaler, som f.eks. 1 flowmåler, 1 infundert volum, 3 trykk eller lekkasje og 1 EMG. Alle data fra undersøkelsen lagres i en Paradox-database som kan lagres på serveren. Mulighet for tilkobling av en eller flere skanningsstasjoner for tolkning og analyse.

Uromic Jive™ gir deg følgende fordeler:

- Enkelt og intuitivt analyseprogram
- Batteridreven og trådløs med lang driftstid
- Hev- og senkbart system
- Vanntett og tørkbart tastatur og mus
- Kan leveres som et flyttbart system

