

UROMIC QUICKSTEP™

Et flerfunksjonelt system for urodynamikk

Uromic Quickstep™ er et flerfunksjonelt system med medisinsk panel-PC og vanntett tastatur. Systemet er hev- og senkbart og gir riktig ergonomisk arbeidshøyde ved undersøkelser, stående eller sittende. Den har plass til et tastatur.

Flowmåleren overfører data til systemet med en unik, trådløst kommunikasjonsprotokoll (866MHz). Uromic Quickstep™ har et litiumbatteri som ikke må lades og med varighet på cirka to år ved normal bruk. Katetertrekkeren er steriliserbar og kateterholderen kan autoklaveres.

Alle urodynamiske testprosedyrer kan utføres, som f.eks. fri flow, cystometri, trykk/flow, Bors isvannstest, Urethratrykkprofil, lekkasjetrykk og biofeedback. Systemet kan ta opp data fra 8 ulike kanaler, som f.eks. 1 flowmåler, 1 infundert volum, 3 trykk eller lekkasje og 1-2 EMG. Alle data fra undersøkelsen lagres i en Paradox-database som kan lagres på serveren. Mulighet for tilkobling av en eller flere skanningsstasjoner for tolkning og analyse.

Systemet kan utvides med integrert ultralyd (B mode, CFM, PD & PW), som synkroniseres på skjermen.

Uromic QuickStep™ gir deg følgende fordeler:

- Enkelt og intuitivt analyseprogram
- Batteridreven og trådløs med lang driftstid
- Hev- og senkbart system
- Kan utvides med video urodynamikk
- Kan utvides med ultralyd



SynMed Medicinteknik AB
Munkedamsveien 59B
0270 Oslo

Tel: +47 45391000
www.synmed.se/no
info@synmed.se

Produsert av:
Medkonsult M T s.r.o.
www.mmtsystems.com
info@mmtsystems.com

