

SONESTA S2/S3-SERIEN

En moderne undersøkelsesstol for urodynamikk

Sonesta S2/S3-serien er videreutviklet for best mulig pasientkomfort og med fokus på å underlette for trygg og presis plassering av pasienten ved urodynamiske undersøkelser.

Sonesta S2/S3-serien er en komplett produktserie med stor mobilitet og mange praktiske tilbehør, som underletter det daglige arbeidet og gir et produkt med stor praktisk fleksibilitet. Verdsatt er den lave inngangshøyden på 40 cm som gjør det lettere for eldre eller svake pasienter. Stolen håndterer pasienter på opptil 210 kg.

Sonesta S2/S3-serien er mobil med to låsbare hjul, som gjør den enkel å flytte og justere i riktig posisjon. Den åpne konstruksjonen underletter rengjøringen. Utvalget av tilbehør som standardutstyr eller ekstrautstyr er stort, bl.a. oppfellbare armlener, benstøtte, setepute med 170 mm uttak, papirrullholder, trakt for flowmåler, instrumentboks og justerbare fotstøtter.

Sonesta S2/S3-serien tilbyr:

- En undersøkelsesstol spesielt tilpasset urodynamikk
- Et stort utvalg av tilbehør som lar deg tilpasse stolen etter dine behov
- Tilgjengelig med to (S2) eller tre motorer (S3) for høyde, rygg- og seteposisjon
- Utviklet og produsert i Sverige



SynMed Medicinteknik AB
Munkedamsveien 59B
0270 Oslo

Tel: +47 45391000
www.synmed.se/no
info@synmed.se

Produsert av:
Sonesta Medical AB
www.sonestamedical.se
info@sonestamedical.se

