



# UROMIC SYMPHONY™

## Et moderne og funksjonelt urodynamikksystem

*Uromic Symphony™* er et helt nyutviklet urodynamikksystem med integrert datamaskin og skjerm. Systemet kan justeres i høyden med motor eller manuelt slik at du enkelt finner en ergonomisk arbeidshøyde uansett om du foretrekker å stå eller sitte under selve undersøkelsen. Den har en hylle for vanntett tastatur og mus

Den vanntette transduseren overfører data til systemet med en unik, trådløs kommunikasjonsprotokoll (868 MHz). Den har litiumbatterier som ikke trenger å lades og kan brukes ved normal drift i ca. to år. Den fleksible katetertrekkeren har en unik magnetisk trekkmekanisme som gjør den liten og lydløs og kateterholderen kan enkelt autoklaveres.

*Uromic Symphony™* kommer med et nytt urodynamisk program der forskjellige testprosedyrer kan utføres, som f.eks. fri flow, fyllingscystometri, trykk/flow, Bors isvannstest, urethratrykkprofiler, lekkasjepunkttrykk og biofeedback. Systemet kan ta opp data fra 5 forskjellige kanaler som 1 flowmåler, 1 infundert volum, 3 trykk eller lekkasje og 1 EMG. Alle data fra undersøkelsen kan lagres på serveren. Det er mulig å koble sammen en eller flere stasjoner for tolkning og analyse.

### Uromic Symphony™ gir deg følgende fordeler:

- Avansert og intuitivt urodynamikkprogram
- Vanntett, trådløs flowmåler med lang driftstid
- Høydejusterbar undersøkelsesvogn
- Tørkbart tastatur og mus
- Kan brukes med både vannperfusjon eller luftbårne katetre



SynMed Medicinteknik AB  
Wergelandsveien 7  
0167 Oslo

Tel: +47 45391000  
[www.synmed.se/no](http://www.synmed.se/no)  
[info@synmed.se](mailto:info@synmed.se)

Produsert av:  
Medkonsult M T s.r.o.  
[www.mmtsystems.com](http://www.mmtsystems.com)  
[info@mmtsystems.com](mailto:info@mmtsystems.com)

