

BBS REVOLUTION™

En enkel och helautomatisk blåsskanner

En ny modell av blåsskanner har utvecklats av *dBMEDx* för att snabbt och enkelt mäta blåsvolymen. Apparaten har en trådlös probe med unik design som gör att du inte behöver vinkla proben eller leta efter blåsan. Apparaten är avsedd för dig som vill få en korrekt volymangivelse men som inte kan eller vill arbeta med ultraljudbilder för att hitta blåsan.

BBS Revolution™ blåsskanner har ett mycket enkelt och intuitivt användargränssnitt med klara instruktioner till handhavandepersonal. Du behöver bara applicera ca 30 ml gel på buken, placera proben i gelen och trycka på knappen för att mäta residualvolymen. Själva mätningen och beräkningen av urinvägningen tar mindre än 3 sekunder.

Proben är trådlös och laddas när den sätts tillbaks i huvudenheten. Den har en räckvidd på ca 10 meter vilket gör det möjligt att mäta med huvudenheten utanför patientområdet. Som tillbehör finns en rullvagn med korg där apparaten står stadigt förankrad.

BBS Revolution™ blåsskanner erbjuder:

- Trådlös probe med 8 sensorer som mäter 180 grader
- Klar och tydlig volymangivelse på skärmen
- Noggrannhet $\pm 12,5\%$ $\pm 12,5$ ml
- Upp till 6 timmars mätningar med fulladdat batteri
- Möjlighet att överföra mätresultat via streckodsläsare

