

UROMIC JIVE™

Ett enkelt och funktionellt urodynamiksystem

Uromic Jive™ är ett enkelt och funktionellt urodynamiksystem med integrerad dator och vattentätt tangentbord. Systemet kan justeras i höjddled så du enkelt kan hitta en ergonomisk arbetshöjd oavsett om du vill stå eller sitta under undersökningen och det finns plats för ett avtorkningsbart tangentbord och mus.

Flödesgivaren överför data med ett unikt, trådlöst kommunikationsprotokoll (866 MHz) till systemet. Den har ett litiumbatteri som inte behöver laddas och kan användas vid normal drift i ca två år. Kateterdragaren är steriliserbar och kateterhållaren kan autoklaveras.

Samtliga urodynamiska testprocedurer kan utföras som t ex fritt flöde, fyllnadscystometri, tryck/flöde, Bors isvattentest, uretratriktsprofiler, läckagepunktstryck och biofeedback. Systemet har möjlighet att spela in data från 5 olika kanaler som t ex 1 flödesgivare, 1 infunderad volym, 3 tryck eller läckage och 1 EMG. Alla undersökningsdata sparas i en Paradox-databas som kan sparas på server. Det går att koppla en eller flera granskningsstationer för tolkning och analys.

Uromic Jive™ ger dig följande fördelar:

- Enkelt och intuitivt analysprogram
- Batteridrivnen och trådlös flödesmätare med lång drifttid
- Høj- och sänkbar undersökningsvagn
- Avtorkningsbart tangentbord och mus
- Kan levereras som ett flyttbart system

