

ENTity™ XL

Fleksibelt fiberoptisk nasofaryngoskop - ø 3,6 mm

ENTity™ XL er et fleksibelt nasofaryngoskop i robust design og en videreutvikling av tidligere modeller nasofaryngoskop fra Optim. Skopets nye overflatedesign gjør den mer motstandsdyktig mot desinfeksjonsmiddel ved rengjøring. Diameteren på dette laryngoskop er 3,6 mm, hvilket gjør det hensiktsmessig å bruke på voksne pasienter.

ENTity™ XL har en innebygget og patentert LED lyskilde - Optilux™ - som gir overlegent bra lysstyrke med et skarpt hvitt lys på 5500K fargetemperaturområdet for beste differensiering av vev farger. Lysstyrken justeres enkelt med pekefinger under pågående undersøkelse.

Systemet kan kobles til et kamerasystem via USB - VidCap USB Camera System - til et program for opptak og pasienthåndtering, som enkelt kan installeres på en datamaskin, f.eks. laptop.

ENTity™ XL tilbyr følgende fordeler:

- Innebygget og justerbar LED lyskilde gjør systemet enkelt i bruk uten eksterne tilkoblinger
- Arbeidslengde på 300 mm, angulering 135° opp og ned, bildevinkel 70° og dybdeskarphet 5 - 50 mm
- Systemet er litet, fleksibelt og enkelt å flytte med seg etter behov
- Standard 2 års garanti



SynMed Medicinteknik AB
Munkedamsveien 59B
0270 Oslo

Tel: +47 45391000
www.synmed.se/no
info@synmed.se

Produsert af:
Optim LLC
www.optim-llc.com
info@optim-llc.com

